




# Foydalanuvchi qo'llanmasi



**Ko'z uchun massajer**

- 1.Xavfsizlik choralari
- 2.Har bir qismining nomi va vazifasi
- 3.Tuzilishi
- 4.Boshqaruv tugmalari
- 5.Foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar
- 6.Zaryadlash
- 7.Mahsulotni saqlash va parvarish qilish
- 8.Mahsulotni yo'q qilishdagi ehtiyot choralari
- 9.Muammolarni bartaraf etish
- 10.Texnik xususiyatlar

Ushbu mahsulotni tanlaganingiz uchun tashakkur.

Iltimos, mahsulotdan foydalanishdan oldin ushbu foydalanuvchi qo'llanmasini diqqat bilan o'qing – bu qurilmaning to'g'ri ishlashini ta'minlaydi.

Qo'llanmani kelajakda foydalanish uchun saqlab qo'yishingizni tavsiya qilamiz.



## Muhim xavfsizlik ko'rsatmalari

- Ushbu mahsulotdan bolalar, nogironlar yoki yordamsiz foydalana olmaydigan shaxslar foydalanayotganida har doim yaqindan nazorat qilish zarur.
- Agar mahsulotdan foydalanganda noqulaylik sezsangiz, darhol ishlatishni to'xtating.
- Zaryadlovchi yoki kabel shikastlangan bo'lsa, mahsulotdan foydalanmang.
- Qurilmani zaryadlashda ulagichning quruq bo'lishiga ishonch hosil qiling.
- Namlik bor joyda qurilmani ishlatmang yoki zaryadlamang.
- Boshqa davolovchi qurilmalar bilan birgalikda foydalanmang.
- Mahsulotdan faqat shu qo'llanmada ko'rsatilgan maqsadda foydalaning.
- Spirtli ichimlik iste'molidan keyin mahsulotni ishlatishdan saqlaning.
- Qurilmadan 15 daqiqadan ortiq foydalanish tavsiya etilmaydi.
- Qurilmani kabeldan ushlab olib yurish yoki kabelni tutqich sifatida ishlatish mumkin emas – bu shikastlanish xavfini oshiradi.
- Ko'z kasalliklari yoki ko'z operatsiyasini boshdan kechirganlar shifokor bilan maslahatlashmasdan foydalanmasliklari kerak.
- Ko'z yoki atrofidagi teri jiddiy shikastlangan bo'lsa, mahsulotdan foydalanmang.
- Yurakka o'rnatilgan qurilmalarga ega shaxslar (masalan, pacemaker) mahsulotdan foydalanmasliklari kerak.
- Yomon xulqli o'sma, gipertoniya yoki yurak kasalliklari bo'lgan shaxslar mahsulotdan faqat tibbiy nazorat ostida foydalanishlari mumkin.
- Ushbu massajer isitish funksiyasiga ega. Haroratga sezuvchanligi past bo'lganlar ehtiyot bo'lishlari kerak.

## Muhim xavfsizlik ko'rsatmalari


- Yuqori haroratdan aziyat chekadigan shaxslar ushbu massajerdan foydalanmasliklari kerak.
- Massaj vaqtida boshni orqaga egish – yaxshiroq natijalar beradi.
- Qurilmani o'zingiz ochmang yoki ajratmang – bu qurilmaning buzilishiga olib kelishi mumkin.
- Taqiqlanmagan bo'lsa, qurilmani o'zingiz ta'mirlashga yoki qismlarga ajratishga urinishmang.
- Ta'mirlash uchun faqat vakolatli sotuvchiga yoki servis xodimiga murojaat qiling.
- Massajerni faqat ko'rsatilgan kuchlanishda zaryadlang.
- Kabelni tortmang – o'chirish uchun har doim oldingi plastik qismini ushlang.
- Kabelni bukmang, haddan tashqari egmang yoki kuch bilan tortmang – bu kabelning shikastlanishiga olib keladi.
- Agar USB kabeli shikastlangan bo'lsa, faqat vakolatli servis yoki malakali mutaxassis tomonidan almashtirilishi kerak.
- Zaryadlash uchun mos kuchlanishli (5V1A) adapter va zaryad kabelidan foydalaning.

## Tuzilishi



| Nomi          | Qop | Tip-C zaryadlash kabeli | PE qop | Foydalanuvchi qo'llanmasi |
|---------------|-----|-------------------------|--------|---------------------------|
| Miqdor (soni) | 1   | 1                       | x 2    | 1                         |

## Har bir tugmaning vazifasi



- |                                              |                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ① Quvvat/ishlash rejimi tugmasi              | ② Ishlash rejimi indikator chirog'i – Isitish |
| ③ Ishlash rejimi indikator chirog'i – Musiqa | ④ Ishlash rejimi indikator chirog'i – Sehr    |



**OGOHLIK**

Qurilma avtomatik tarzda 15 daqiqalik ishlashga sozlangan va vaqt tugagach avtomatik ravishda to'xtaydi. Qayta yoqish uchun quvvat/rejim tugmasini bosing.

## Qanday foydalaniladi



### Quvvat / Ishlash rejimi tugmasi

- 1 — Ushbu tugmani bosib turing: qurilma yoqiladi. Sehrli rejim yoniq bo'ladi (yorug'lik ko'rsatkichi, havo + Vibratsiya + Isitish + Musiqa).
- 2 — Tugmani qisqa bosish: qurilma musiqa rejimiga o'tadi (musiqa chirog'i yonadi), havo + Vibratsiya + Musiqa.
- 3 — Tugmani yana qisqa bosish: qurilma isitish rejimiga o'tadi (isitish chirog'i yonadi), havo + Vibratsiya + Isitish.
- 4 — Quvvat tugmasini ikki marta bosish: tinchlantiruvchi musiqa o'chiriladi.

### Bluetooth ulanishi

- Birinchi ulanishda: telefoningizda Bluetooth'ni yoqing va qurilmaga ulang. "Bluetooth ulandi" degan tovush eshitiladi. Agar ulanish uzilsa – xatolik haqida ogohlantiruvchi tovush ham bo'ladi.
- Bir marta ulanganidan so'ng, har safar qayta ulanishingiz shart emas – avtomatik ulanadi.

### Qanday taqish kerak

Ko'z ustiga mos keladigan qismni yuzingizga qo'ying, elastik tasmani bosh orqasidan o'tkazing va uzunligini sozlang.




**OGOHLIK**

Havo yostiqchalari shikastlanmasligi uchun qurilmani havosiz holatda ishga tushirmang.  
Qurilmadan foydalanishdan oldin boshdagi har qanday aksessuarlarni va kontakt linzalarni yechib qo'ying.

## Batareyani quvvatlash

- Adapter vilkasini mahsulotdagi C turidagi ulagichga ulang (quyidagi rasmga qarang).
  - Adapterning quvvat manbasini devor rozetkasiga ulang (100–240V~, 50/60 Hz).
  - Musiqa rejimi ko'rsatkichi quvvat manbaiga ulanganida doimiy qizil rangda yonadi – bu quvvatlanayotganini bildiradi.
  - Quvvat to'liq to'ldirilgach, ko'rsatkich yashil rangda barqaror yonadi.
- To'liq quvvatlash 3–5 soat davom etadi.



**DIQQAT**

- Qurilma quvvatlanish vaqtida ishlamaydi.
- Iltimos, mos adapterdan (5V1A) va quvvatlash kabeirdan foydalaning.
- Kabelga bosim tushirmang – shikastlanishining oldini olish uchun.

## Parvarish

- Qurilmaning sirt qismini tozalash uchun yumshoq matodan foydalaning.
- Teri qoplamadagi dog'larni namlatilgan mato bilan artib tozalang.



### OGOHLIK

- Qurilmani tozalash uchun tibbiy spirt yoki boshqa korroziv suyuqliklardan FOYDALANMANG.
- Massaj qurilmangizni texnik xizmat ko'rsatish uchun ruxsat etilgan servis markaziga yuboring.
- Qurilmani o'zingiz yechmang va ta'mirlashga urinishmang.

## Saqlash

- Agar mahsulot uzoq vaqt ishlatilmasa, uni changdan himoya qilish uchun qutisida saqlash tavsiya etiladi.
- Qurilma ustiga og'ir buyumlar qo'ymang va uni namlikdan himoya qiling.



### OGOHLIK

- Qurilmani issiq yuzalardan uzoqda saqlang – bu yong'in yoki qurilmaning shikastlanishining oldini oladi.
- Bolalar massaj qurilmasi bilan o'ynamasligi uchun ular nazorat ostida bo'lishi kerak.

## Iltimos, batareyalarni qayta ishlashni targ'ib qiling.

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>XAVF</b></p> | <p>Ushbu mahsulotda qayta zaryadlanadigan batareya mavjud. Batareyani mahsulotdan olib, boshqa qurilmalarda ishlatmang yoki quvvatlamang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ochiq olov yaqinida saqlamang – qizib ketish xavfi bor.</li> <li>• Mahsulot bilan ehtiyotkorlik bilan muomala qiling, shikastlanishdan saqlaning.</li> <li>• Ikki batareya terminalini bevosita metallga ulanmaydi.</li> <li>• Mahsulotni zanjir, sirg'a yoki boshqa metall taqinchoqlar bilan birga saqlamang.</li> </ul> <p>Quyosh nuri yoki olov manbai yaqinida saqlamang yoki quvvatlamang – bu holatlarda mahsulot haddan ortiq qizib, yong'in yoki portlashga olib kelishi mumkin.</p> |
| <p><b>OGOHLANTIRISH</b></p>                                                                          | <p>Batareyani bolalardan uzoqda saqlang – jarohatlanish xavfini kamaytiring.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agar bola tasodifan batareyani yutsa – darhol shifoxonaga murojaat qiling.</li> <li>• Batareyadan suyuqlik sizib chiqsa – ochiq teriga tegmasin, kimyoviy kuyish xavfi mavjud.</li> <li>• Agar teriga tegsa – darhol suv bilan yaxshilab yuvib tashlang. Zararlangan joyni ko'rsatish uchun shifokorga boring.</li> <li>• Qurilmani faqat utilizatsiya qilish uchun oching – bunday holatda, iltimos, vakolatli diler yoki servis bilan bog'laning.</li> </ul>                                                                                             |

Batareyalarni qanday qilib to'g'ri yo'q qilish kerak:

Batareyani ishlatgandan so'ng qayta ishlash mumkin – litiy-ion batareyalarni mahalliy qayta ishlash dasturlari orqali topshiring.

Qurilmani tashlamasdan oldin batareyani chiqarib oling.

Batareyani olib tashlashdan oldin qurilmani o'chirib qo'ying.

Batareyani to'g'ri utilizatsiya qiling.

Batareyani olib tashlash bosqichlari



Tornavida yordamida tashqi teri qopqog'ini ehtiyotkorlik bilan ko'tarib oching.



Vintlarni burab yeching va plastik qopqoqni olib tashlang.



Kabelni ushlab turing va batareyani olib tashlang.

| Belgi                                             | Ehtimoliy sabablar                  | Yechimlar                                            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Qurilma ishlamayapti                              | Ishga tushirish tugmasi o'chirilgan | Tugmani yoqing va ishga tushiring                    |
|                                                   | Batareya bo'sh                      | Batareyani zaryadlang                                |
|                                                   | Taymer muddati tugagan              | Qurilmani qayta yoqish uchun yoqish tugmasini bosing |
| Qurilma quvvat olmayapti                          | Vilka yaxshi ulanmagan              | Vilkani qayta ulang                                  |
| Ko'rsatkich chirog'i xiralashgan yoki miltillaydi | Batareya zaif                       | Iltimos, batareyani to'liq quvvatlang                |
| Havo bosimi past                                  | —                                   | —                                                    |

● Agar muammo davom etsa, iltimos, qurilmani o'chiring va xizmat ko'rsatish uchun vakolatli sotuvchiga murojaat qiling.

Nomi: Ko'z massajeri

Model: Aniq

Nominal kuchlanish: 5V

Nominal quvvat: 5W

Nominal chastota: 50/60 Hz

Konstruktsion xavfsizlik darajasi: III

## **Ishlab chiqaruvchi:**

**SHANGHAI AIRONGDA FITNESS TECHNOLOGY CO., LTD.**

Manzil:

Xitoy, 1226 Zhufeng ko'chasi, Qingqu, Shanxay.

Xitoyda ishlab chiqarilgan.



W H A L T I M A